

Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.

(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)



Caja de 10 unidades por color

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

NEW

p.v.p. 30 €
oferta
23 €
+I.V.A.

Silla Puesto de trabajo R-100300

Permite cuatro regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

Altura máxima asiento	515 mm
Altura mínima asiento	390 mm
Fondo asiento	420 mm
Ancho asiento	420 mm
Peso	9 kg



p.v.p. 237,95 €
oferta
186 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 198

Compresor de pistón seco

- Duraderos • Silenciosos
- Sin mantenimiento



R-110300 sin secador

p.v.p. 561,84 €
oferta
438 €
+I.V.A.

R-110310 con secador

p.v.p. 1.296,64 €
oferta
1.011 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 207



R-110330 sin secador

p.v.p. 1.016,82 €
oferta
793 €
+I.V.A.

R-110340 con secador

p.v.p. 1.733,98 €
oferta
1.353 €
+I.V.A.

	R-110300-310 / R-110330-340	R-110330-310 / R-110330-340
Voltaje	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	58 dB	59 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	38 l.	60 l.
Peso	30/37 kg	58/66 kg
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	390/540 mm	370/480 mm

Cat. General Pág. 60

Compresor de pistón seco

Made in EUROPA

- Motor tipo boxer
- Robusto
- Silencioso



R-110430 sin secador

p.v.p. 1.323,47 €
oferta
1.032 €
+I.V.A.

R-110440 con secador

p.v.p. 1.950,48 €
oferta
1.521 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 206



R-110400 sin secador

p.v.p. 963,85 €
oferta
752 €
+I.V.A.

R-110445 con secador+silent

p.v.p. 2.459,41 €
oferta
1.918 €
+I.V.A.

R-110410 con secador

p.v.p. 1.482 €
oferta
1.156 €
+I.V.A.

	R-110440 / R-110445 / R-110410 / R-110430 / R-110400
Voltaje	230 V, 50 Hz
Potencia HP / KW	2,0/ 1,5
Aire aspirado	240 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares)	150 l/min.
R.P.M.	1.400
Ruido	64 dB
Presión	6-8 bar
Capacidad calderín	50 l.
Alto	910 mm
Ancho	600 mm
Fondo	460 mm
Nº cilindros	2

Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

MESTRA
Su marca de confianza

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 • Tlf. (+34) 944 530 388• Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)



Carro porta-bandejas R-100048



p.v.p. 300 €
oferta
234 €
+I.V.A.

Carro porta-bandejas R-100048-50

NEW

p.v.p. 593 €
oferta
463 €
+I.V.A.

Carro porta-bandejas R-100048-60

p.v.p. 634 €
oferta
495 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 60



EXPO MENTAL
10,11 y 12 de Marzo 2016
Pabellón 5 - Stand C-07

MESTRA
Su marca de confianza
Oferta válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Chorro de arena Cosmos R-080233



- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

Alto	550 mm
Ancho	430 mm
Fondo	500 mm
Peso	20 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

Precio Rebajado

p.v.p. 2.030 €
oferta
1.583 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 116

Chorro de arena Galaxy R-080235



- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.

Alto	450 mm
Ancho	430 mm
Fondo	395 mm
Peso	19 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

Precio Rebajado

p.v.p. 1.800 €
oferta
1404 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 114

Chorro de arena Constellation II y III R-080262 R-080263



Precio Rebajado

p.v.p. 1.300 €
oferta
1.014 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 112

Precio Rebajado

p.v.p. 1.400 €
oferta
1.092 €
+I.V.A.

	Constellation II	III
Alto	315 mm	315 mm
Ancho	440 mm	440 mm
Fondo	390 mm	510 mm
Peso	14 kg	15,5 kg
Consumo aire	80 l/min	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm	2 a 5 atm

Chorro de arena Constellation "Practic" R-080259




Precio Rebajado

p.v.p. 870 €
oferta
679 €
+I.V.A.

Pintado

	Constellation "Practic"
Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	390 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

Chorros de arena Terra II R-080294



Precio Rebajado

p.v.p. 850 €
oferta
663 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 118

- Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3
- 1 lápiz.
- Pistola fija de 3 mm.
- Luz LED 6 W.
- Pedal.

	Terra II
Alto	390 mm
Ancho	410 mm
Fondo	470 mm
Peso	9 kg
Consumo aire	100 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

Aspirador Eolo plus R-080532



NEW


Cambio rápido de motor

En menos de 1 minuto

Cat. General Pág. 150

p.v.p. 1.075 €
oferta
839 €
+I.V.A.

Decantador de polvo Cyclón R-080535



- Recoge más del 99% del polvo y suciedad.

Cat. General Pág. 152

p.v.p. 235,37 €
oferta
184 €
+I.V.A.

	Ciclón
Alto	550 mm
Ancho	160 mm
Fondo	200 mm
Peso	2 kg

Aspiración Gemini R-080539



Con ruedas.

Cat. General Pág. 153

p.v.p. 347,02 €
oferta
270 €
+I.V.A.

Voltage	230 V
Motor	1200 W (2 etapas)
Ruido	68 dB
Capacidad	36 l.
Potenciómetro	650 - 1200 W
Detección a partir de:	100 W
Aspiración de:	Sólidos y líquidos

OFERTA ESPECIAL

MESTRA
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Mezcladoras de vacío: "IRIS 2, 2 evolution y 2 advanced"

R-080516 R-080517 R-080518

IRIS 2 advanced

Similar a la Iris 2 evolution, pero con un control que le permite programar un pre-vacío, pre-batido, inversión de giro, función turbo y post-vacío independientemente. También dispone de una alarma de fin de programa.

Vel. Iris 2	240 rpm.
Vel. Iris 2 Evolution	100/400 rpm.
Vel. Iris 2 Advanced	100/400 rpm.

Pie de sujeción opcional.

R-080519

p.v.p. 936,40 € oferta 730 € +I.V.A.

p.v.p. 777,28 € oferta 606 € +I.V.A.

p.v.p. 851,02 € oferta 664 € +I.V.A.

p.v.p. 162,34 € oferta 127 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 134

Dosificadora Boomerang precisión de agua-escayola

R-080592

El mod. **precisión**, cuenta con todos los elementos de la boomerang estándar, pero se le ha añadido una báscula y un nuevo control capaz de gestionar hasta cuatro tipos diferentes de polvo, guardando parámetros para cada uno.

Mod. **precisión**, se suministra con un tanque extra y una barra para colgar en la pared.

p.v.p. 1.075,17 € oferta 839 € +I.V.A.

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola

700 mm
430 mm
350 mm 7,5 kg

Cat. General Pág. 148

Inox

Mezcladora de gelatina ANETO R-080511

Alto	465 mm
Ancho	330 mm
Fondo	385 mm
Peso	14 kg
Tensión de alimentación con toma a tierra	230 V 50-60 Hz
Consumo aprox.	650 W
Velocidad rpm.	100
Capacidad	7 l.

p.v.p. 2.770,58 € oferta 2.161 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 136

Electro vibrador Teide R-080022

Teide Cima R-080024

Teide 1 R-080021

- 5 tipos vibración.
- Potencia y tiempo regulable.
- 2 tipos vibración.
- Potencia ajustable.
- 1 tipo vibración.
- Potencia ajustable.

p.v.p. 354 € oferta 276 € +I.V.A.

p.v.p. 346 € oferta 270 € +I.V.A.

p.v.p. 332 € oferta 259 € +I.V.A.

197 mm
227 mm
265 mm 5,470 kg

Cat. General Pág. 92

Recortadora Mulhacen R-080093

3000 L

Potente, fiable, segura y vanguardista

- Motor de 1600 W, 3000 rpm.
- Ventana de trabajo: 121 mm (la máxima de su categoría).
- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión.
- Disco lija con velcro.

340 mm
420 mm
345 mm 14,5 kg

p.v.p. 592,61 € oferta 462 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 102

Recortadoras RH 3.000 "clasica" R-080082

Disco de carburo de silicio

Fabricadas totalmente en Aluminio.

Disco de Diamante R-080083

Motor monofásico	1200 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Alto	345 mm
Ancho	310 mm
Fondo	450 mm
Peso	21 kg

p.v.p. 818,07 € oferta 638 € +I.V.A.

p.v.p. 1.208,67 € oferta 943 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 104-106

Decantadora de polipropileno R-080087

La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Alto	345 mm
Diámetro	350 mm
Capacidad	14 l.
Peso	2,2 kg

p.v.p. 227,71 € oferta 178 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 108

Prensa hidráulica R-030350

Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado

Alto	510 mm
Ancho	225 mm
Fondo	230 mm
Long. máx. pistón	25 mm
Potencia máx. recomendada	250 kg / cm ²
Peso	20 Kg.

p.v.p. 684,12 € oferta 534 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 28

OFERTA ESPECIAL

MESTRA
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Articuladores Condilar

Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy.

R-010185 Condilar Magnético

R-010186 Condilar Pasadores

p.v.p. 41,86 € oferta 33 € +I.V.A.

p.v.p. 34,15 € oferta 27 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 176

Articulador de Fijación rápida

Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

R-010160 Para completas

R-010170 Para parciales

p.v.p. 50,51 € oferta 39 € +I.V.A.

p.v.p. 50,51 € oferta 39 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 176

Articulador Arquímedes Junior Semiajustable R-010098

Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable R-010099

Articulador + Estuche.

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Guía condilar fija en la medida 30°.
- Ángulo Bennet fijo en la medida 15°.

p.v.p. 107,41 € oferta 84 € +I.V.A.

p.v.p. 196,05 € oferta 153 € +I.V.A.

Accesorios opcionales

A B C D E F

G H I J

Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable R-010102

Articulador + Arco Estándar + Estuche.

Articulador + Arco Elite + Estuche. R-010101

Cualidades:

- Distancias intercondilar fija 110 mm.
- Angulación de Bennet ajustable.
- Regulación de Guía Condilar.

p.v.p. 285,05 € oferta 222 € +I.V.A.

p.v.p. 361,14 € oferta 282 € +I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusional Semiajustable R-010103

Articulador + Estuche.

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la Guía Condilar.
- Regulación del ángulo BENNETT.
- Sistema de estabilización del movimiento de la Guía Condilar.
- Pino de apoyo de la Rama Superior en posición abierta.
- Ajuste milimétrico de la Protrusión.
- Puede ser Estandarizado (Calibrado).

p.v.p. 323,63 € oferta 252 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 178-179

Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusional Semiajustable R-010104

Articulador + Arco Estándar + Estuche.

Articulador + Arco Elite + Estuche. R-010106

p.v.p. 407,22 € oferta 318 € +I.V.A.

p.v.p. 509,46 € oferta 397 € +I.V.A.

Mesa de trabajo R-100301K

Mesa metálica, encimera de madera.

Silla para puesto de trabajo.

Pulidora + 2 bandejas.

Micromotor.

OBSEQUIO:

- Lupa de mesa.
- Fresero magnético.

p.v.p. 1.398,10 € oferta 1.090 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 168

Lámpara LED R-100288

- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2-21 W.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.
- Intensidad de luz regulable.

p.v.p. 120 € oferta 94 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 203

Lámpara lupa R-100287

- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 diotrias.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 90 € oferta 70 € +I.V.A.

Cat. General Pág. 203

OFERTA ESPECIAL

MESTRA
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)



Depósito de agua destilada R-080620

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,700 kg
Capacidad	18 litros

NEW
p.v.p. 250 €
oferta
195 €
+I.V.A.

Cámara intraoral (autofocus) R-100335

Alta resolución con 2.000.000 de pixels. Función Auto-Enfoque. Traslado de imágenes por WIFI. Incluye monitor LCD de 15 pulgadas. Soporte a barra y tirador.



NEW
p.v.p. 896 €
oferta
699 €
+I.V.A.

OFERTA ESPECIAL

MESTRA
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Cabina de Vaporización Altamira Steam-Clear R-080600

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.

Alto	570 mm
Ancho	520 mm
Fondo	490 mm
Consumo	140 W
Peso	24 Kg.

p.v.p. 959,24 €
oferta
748 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 156

Máquina de Vapor R-100193

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.



p.v.p. 979,67 €
oferta
764 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 158



Carrito móvil eléctrico R-100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 40 x 30 cm. 2 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	800 mm
Ancho	460 mm
Fondo	450 mm

NEW
p.v.p. 275 €
oferta
215 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 191

Localizador de Ápices R-100330



NEW
Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa. Con colores diferentes. Accesorios esterilizables. Batería recargable.

p.v.p. 400 €
oferta
312 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 175

Centrífuga de inducción Vestacast R-040061



Alto	360 mm
Ancho	565 mm
Fondo	640 mm
Peso	55,5 kg
Suministro agua	2 l/min (Aprox.)
Potencia fundido	2,6 kW; 100 kHz

• Permite fundir metales hasta los 1.750 °C
p.v.p. 7.743,59 €
oferta
5.995 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 32

Centrífuga CEN motor SM2 R-040064

• Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.



Alto	330 mm
Ancho	600 mm
Fondo	560 mm
Peso	40 kg

p.v.p. 2.652,50 €
oferta
2.069 €
+I.V.A.

• Para soplete

Cat. General Pág. 34

Cuchara dosificadora R-100270



Diseñado para la dosificación de escayolas y otros materiales dentales. Su capacidad es de 500 gr. La cuchara admite ser programada con una proporción agua/escayola (o cualquier otro producto). Funcionamiento sencillo: se llena la pala con el material a pesar y el peso aparece en el display. A continuación, se pulsa el botón de proporción y la cuchara mostrará de manera instantánea en el display cuál es la proporción de agua necesaria para ese peso de material. Se consigue así una dosificación exacta e inmediata.

p.v.p. 20,93 €
oferta
16 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 191

Soplete de laboratorio R-100002



Ideal para operaciones de soldadura en pequeñas piezas por su elevada temperatura de llama (1.300° C). El encendido es del tipo piezoeléctrico y dispone de regulador para el caudal de gas.

p.v.p. 51,78 €
oferta
40 €
+I.V.A.

R-100026
p.v.p. 35,26 €
oferta
27,50 €
+I.V.A.

R-100027
p.v.p. 23,13 €
oferta
18 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 175

Lava-polimerizadora E2 R-080060



	R-080060	R-080406	R-080400
Alto (con pomo)	450 mm	510 mm	480 mm
Ancho (con llave)	635 mm	420 mm	270 mm
Fondo	405 mm	500 mm	480 mm
Peso	34 kg	20 kg	15 kg

Polimerización: 12 mufas
Escaldado: 6 mufas abiertas

p.v.p. 3.673,25 €
oferta
2.864 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 96

Polimerizadora M-9, M-18 Concept R-080400



Para 9 mufas con brida 030390

p.v.p. 1.677,92 €
oferta
1.309 €
+I.V.A.

Polim. M-18 Concept

R-080406

Para 18 mufas con brida 030390
p.v.p. 1.795,12 €
oferta
1.400 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 98-100

BI-V-PIN (largo 15 mm) (1000 u.) R-050560



p.v.p. 117,69 €
oferta
92 €
+I.V.A.

Niquelados y gran precisión. Tiene un excelente ajuste lo que garantiza una firme retención. La fijación es perfecta, evitando la rotación. Se suministran con tapones de goma. (bolsa de 1.000 u.)

BI-V-Pin R-050560 Metal Sleeve					
DIMENSIONES (mm)					
A	B	C	D	E	F
1,95	5,0	15,0	2,50	1,90	12,95

p.v.p. 117,69 €
oferta
92 €
+I.V.A.

BI-V-PIN con camisa de plástico (1000 u.) R-050557

Similar al Bi-Pin convencional pero con camisa de plástico. El encaje pin-camisa es muy preciso así como el agarre de la camisa en el modelo de escayola. La precisión de encaje es óptima. Por otra parte la fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras de montaje-desmontaje.

BI-V-Pin con camisa de plástico		
DIMENSIONES (mm)		
A	B	C
1,95	5,0	15

BI-V-Pin con camisa de plástico		
DIMENSIONES (mm)		
D	E	F
2,50	1,90	13

p.v.p. 105,31 €
oferta
82 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 184-185

Polimerizadora a presión Poli-Plus R-080460



Alto	320 mm
Ancho	310 mm
Fondo	395 mm
Peso	20 kg
Temp. máx	135 °C
Presión máx. trabajo	6,5 kg / cm ²
Capacidad cuba	Ø135 x 115 mm

p.v.p. 2.463,93 €
oferta
1.922 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 30

Olla Polimerizadora neumática R-030420



Doble válvula de seguridad

Alto	235 mm
Ancho	420 mm
Diámetro	245 mm
Material:	Acero Inox.
Presión máxima	Hasta 2 kg/cm ²


p.v.p. 285,47 €
oferta
223 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 30

OFERTA ESPECIAL

MESTRA®
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Box - Pulidora con aspiración y luz de led



R-080500

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	58 kg
RPM	1500/3000
Ruido	67 dB

p.v.p. 3.379,20 €
oferta
2.636 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 122

Box con aspiración para pulido

R-080502

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h.
Ruido	67 dB

p.v.p. 1.783,88 €
oferta
1.391 €
+I.V.A.

• Fabricada en polipropileno de alta resistencia

Cat. General Pág. 124



Destilador Descalcificador

R-100210



Alto	365 mm
Ancho	250 mm
Fondo	280 mm
Peso	3,5 kg
Cap. cuba	4 l.

p.v.p. 219,23 €
oferta
171 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 199


Selladora de bolsas

R-080433

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

Cat. General Pág. 202



p.v.p. 300,69 €
oferta
235 €
+I.V.A.

Electropulidoras

R-080150 / R-080160 / R-080162

	R-080150	R-080160	R-080162
Voltaje	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Potencia	125 W	125 W	500 W
R.P.M.	2.750	1.500 / 3.000	1.500 / 3.000
Alto	200 mm	200 mm	210 mm
Altura centro del eje	140 mm	140 mm	145 mm
Longitud total del eje	270 mm	270 mm	320 mm
Peso	7 Kg.	7 Kg.	12 Kg.



R-080150
1 velocidad
p.v.p. 328,43 €
oferta
256 €
+I.V.A.



R-080160
2 velocidades
p.v.p. 412,35 €
oferta
322 €
+I.V.A.

• No incluidos




• No incluidos

R-080162
2 velocidades 500 W
p.v.p. 516,55 €
oferta
403 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 120-121

Pulidor Electrolítico

R-080490



Tensión de alimentación	230 V, 50/60 Hz
Tensión secundaria	16 V
Intensidad máx. / Disyuntor	10 A
Temporizador	0-30 Min.
Cap. cuba	2 l.
Ø x altura cuba	160 x 145
Peso cuba	1,2 kg

p.v.p. 954,82 €
oferta
745 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 164

Pulidor electrolítico Digital

R-100291

- Sólido y de reducidas dimensiones.

Altura	145 mm
Ancho	210 mm
Fondo	250 mm
Peso	2,9 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	100 W




p.v.p. 509,03 €
oferta
397 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 172

Ultrasonidos de sobremesa

D1 R-100310



1 Función LIMPIEZA
Pieza de mano tipo Satelec. Fija-no desmontable
con 5 puntas-insertos
p.v.p. 193,73 €
oferta
151 €
+I.V.A.

D3 R-100313



2 Funciones LIMPIEZA-PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec. Desmontable y Autoclavable
con 5 puntas-insertos
p.v.p. 223,45 €
oferta
174 €
+I.V.A.

D5 R-100316



3 Funciones LIMPIEZA-PERIODONCIA-ENDODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec. Desmontable y Autoclavable
con 6 puntas-insertos
p.v.p. 307,50 €
oferta
240 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 194

Ultrasonido de sobremesa

D7 R-100318

Limpieza + Periodoncia + Endodoncia con depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento.
Pieza de mano tipo Satelec, desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos



p.v.p. 825 €
oferta
644 €
+I.V.A.

NEW

Vibradores Redondo, Rectangular y Cuadrado

	Redondo	Rectangular	Cuadrado
Alto	100 mm	105 mm	105 mm
Superficie de trabajo	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm
Peso	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg

R-080030



p.v.p. 247,88 €
oferta
193 €
+I.V.A.

R-080025



p.v.p. 280,91 €
oferta
219 €
+I.V.A.

R-080020



p.v.p. 297,44 €
oferta
232 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 94-95

Desencerador de cilindros

R-080068




¡Ahorre Cera!
Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Alto	245 mm
Ancho	400 mm
Fondo	230 mm
Peso	5 kg

Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.

Cat. General Pág. 147



p.v.p. 475,11 €
oferta
371 €
+I.V.A.

Lámpara de Polimerización Led.C.

R-100320

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.



Alimentación:	100-240 V, 50/60 Hz
Salida de luz:	850 - 1000 mW/cm²
Peso neto:	120 g
Dimensiones:	263 x Ø 23 mm

p.v.p. 214,95 €
oferta
168 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 195

Lámpara de blanqueamiento

R-100340



Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10,00 Kg.

p.v.p. 595 €
oferta
464 €
+I.V.A.

NEW

Cubetas desechables

(100 u.) **R-100219**



Cubetas de plástico higiénicas y desechables. Ahorran tiempo y detergente ya que evitan las operaciones de limpieza. Además se ajustan mediante la aplicación de calor a las dimensiones específicas de cada paciente. Son transparentes para su uso en el campo de la implantología. Disponibles en 10 formas y tamaños diferentes.

p.v.p. 50,43 €
oferta
39 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 80

Cubetas desechables

(100 u.) **R-100222**



Con retención

NEW

p.v.p. 50,43 €
oferta
39 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 80

OFERTA ESPECIAL

MESTRA
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Mezcladora de alginato

R-080515

- Fácilmente transportable.
- Ergonómica.
- 2 velocidades.



• Espátula incluida.

Alto	Ancho	Fondo	Peso
230 mm	175 mm	250 mm	3 kg

p.v.p. 360,83 €
oferta
281 €
+I.V.A.

+ regalo de 1 taza valorada en 19,32 €
R-080515-02

Cat. General Pág. 166

Mezcladora automática de alginato y escayola

R-100191

- CÓMODA Mezcla automática.
- RÁPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- LIMPIEZA fácil de todos los componentes.
- MEZCLA MÁXIMA 80 grs. agua + alginato. 100 grs. agua + escayola.



+ regalo depósito estanco para alginato valorado en 65 €
R-100189

p.v.p. 732,59 €
oferta
571 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 200

Máquina de termoconformado

R-080541



• Para planchas cuadradas y redondas

Alto	Ancho	Fondo	Peso
280 mm	160 mm	210 mm	4,25 kg

p.v.p. 609,63 €
oferta
476 €
+I.V.A.

Planchas 127x127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Cat. General Pág. 154

Baño de ultrasonido Calipso

R-080422



Alto	Ancho	Fondo	Peso	Cap. cuba	Frecuencia
220 mm	425 mm	270 mm	4,5 kg	4 l.	40 kHz

Incluye:

- Cesta de acero inoxidable.
- Vaso de cristal.
- Pinzas limpiafresas.
- Temperatura.
- Desagüe.

p.v.p. 1.053,02 €
oferta
821 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 127

Baño de ultrasonidos super-grande, grande, mediano y pequeño

R-100138



NEW

- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta Inox.
- Cesta plástico.

p.v.p. 734,39 €
oferta
573 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 196-197

R-100136



p.v.p. 460 €
oferta
359 €
+I.V.A.

R-100135



p.v.p. 233,95 €
oferta
182 €
+I.V.A.

R-100141



p.v.p. 152,03 €
oferta
119 €
+I.V.A.

• Con temperatura.

• Cesto Aº inox. Incluido.

	R-100138	R-100136	R-100135	R-100141
Alto	277 mm	240 mm	185 mm	162 mm
Ancho	541 mm	515 mm	290 mm	225 mm
Fondo	337 mm	315 mm	225 mm	240 mm
Peso	9,800 kg	7,500 kg	2,500 kg	1,943 kg
Cap. cuba	7500 ml. máx. 6000 ml.	6000 ml. máx. 5000 ml.	2500 ml. máx. 2100 ml.	1400 ml. máx. 1000 ml.

Mini Arenador para uso en Laboratorio

R-100122



Presión de trabajo	4 a 5,5 Kg/cm ²
Granulación de oxido	Hasta 100 micras
Peso	65 g.

p.v.p. 173,23 €
oferta
135 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 202

Cámara microchorreado

R-100118



*No incluido

La cámara de microchorreado (R-100118) dispone de sistema de extracción y filtrado del aire.

p.v.p. 300,69 €
oferta
235 €
+I.V.A.

Tensión / Voltage / Hauteur	230 V. 50/60 Hz.
Alto / Height / Hauteur	200 mm
Diámetro / Diameter / Diamètre	320 mm
Peso / Weight / Poids	1,200 kg

Cat. General Pág. 202

OFERTA ESPECIAL

MESTRA
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

HP-100
R-080148

HP-50
R-080144

HP-25
R-080142

Hornos de precalentamiento

Modelo **concept**

Inox



	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50C
Alto (mm)	525	500	465	500
Ancho (mm)	440	375	335	375
Fondo (mm)	490	405	340	405
Peso	42 kg	35 kg	30 kg	35 kg
Cap. en L.	10,6 l.	4,8 l.	2,7 l.	4,8 l.
Nº cil. Ø	8-12	4-6	2-3	4-6

p.v.p. 3.124,46 €
oferta
2.437 €
+I.V.A.

p.v.p. 2.497,92 €
oferta
1.948 €
+I.V.A.

p.v.p. 2.203,46 €
oferta
1.719 €
+I.V.A.

• Permiten almacenar 20 programas en memoria.

Cat. General Pág. 140



HP-50 c
R-080134

p.v.p. 2.217,51 €
oferta
1.730 €
+I.V.A.

• Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.

Catalizador de humos

R-080124

Alto	380 mm
Ancho	145 mm
Fondo	185 mm
Peso	5,3 Kg.
Potencia	600 W
Fusible	4 A



p.v.p. 618,19 €
oferta
482 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 142-145

Horno de cerámica "economic"

R-100247

Super Oferta



Alto	380 mm
Ancho	340 mm
Fondo	435 mm
cámara	Ø 9 x 6 cm
Peso	28 kg
Temp. máxima	1200 °C
Máximo vacío	-96 kPa
Nº programas	200
Alimentación	AC 220V ±22V, 15A
Consumo	≤1,7 kW

p.v.p. 3.843,75 €
oferta
2.998 €
+I.V.A.

• Bomba de vacío incluida

Cat. General Pág. 146

Horno para circonio

R-080110

Horno de sencillo manejo y altas prestaciones: alcanza los 1600 °C de continuo y los 1650 °C como pico. Su control electrónico permite programar un ciclo de calentamiento con múltiples subidas y mesetas. El tamaño de su cámara (100 x 100 x 100 mm.) tiene capacidad suficiente para albergar la producción de un día completo de un laboratorio medio / grande. Su reducida potencia (1600 W.) igual a un consumo económico.



p.v.p. 4.405,47 €
oferta
3.436 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 146

Perforadora de pines Atlas

R-080610



• Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

p.v.p. 759,03 €
oferta
592 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 159

Recortadora de interiores

R-080102



- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.

p.v.p. 842,76 €
oferta
657 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 162

Micromotor de inducción

R-100280



- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).

(sin escobillas)

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 765,64 €
oferta
597 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 193

Micromotor XENOX-Dent 50s.

Control de rodilla (sin escobillas)

R-100278



NEW

Made in Germany

Alto	270 mm
Ancho	95 mm
Fondo	225 mm
Peso	3,3 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	220-240 W

p.v.p. 995 €
oferta
776 €
+I.V.A.

OFERTA ESPECIAL

MESTRA®
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Micromotores portátiles (Autonomía, 10 h.)

	Caja control	R-100279	R-100282
Alto	45 mm	20 mm	20 mm
Ancho	105 mm	20 mm	20 mm
Fondo	145 mm	135 mm	155 mm
Peso	0,432 kg	0,175 Kg	0,175 Kg
RPM		30.000	30.000
Torque		250 gfcM	250 gfcM

NEW

NEW

R-100279
(con escobillas)

p.v.p. 450 €
oferta
351 €
+I.V.A.

R-100282
(inducción)
Intramatic

p.v.p. 500 €
oferta
390 €
+I.V.A.

Martillo neumático R-050550



- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

Largo	140 mm
Presión utilización	2-6 atm
Tubo conexión	6 mm
Peso	185 gr.

p.v.p. 281,88 €
oferta
220 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 57

OFERTA ESPECIAL

MESTRA®
Oferta: válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

Calentadores de cera



R-080071 y R-080072			
Al. mm	An. mm	Fnd. mm	Peso
70	114	192	1,1 kg

R-080071
1 recipiente

p.v.p. 185,06 €
oferta
144 €
+I.V.A.

R-080072
4 recipientes

p.v.p. 185,06 €
oferta
144 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 129

Calentadores de inmersión



R-100126
1 recipiente

Alto	70 mm
Ancho	110 mm
Fondo	140 mm
Peso	480 gr.
Temp.	50-120°C

p.v.p. 165,24 €
oferta
129 €
+I.V.A.

R-100123
3 recipientes

Alto	74 mm
Ancho	200 mm
Fondo	140 mm
Peso	700 gr.
Temp.	50-120°C

p.v.p. 247,89 €
oferta
193 €
+I.V.A.

- Temperatura independiente en cada cuba

Cat. General Pág. 171

Máquina Soldadora de puntos R-100127



La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

- Grosor de la unión: 0,2 mm a 1,8 mm

p.v.p. 499,27 €
oferta
389 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 173

Pinceles (mango plástico)



NEW

Nº	Kolinsky	Oferta	Toray	Oferta	Plano	Oferta	Cera	Oferta	Limp. Cerámica	Oferta
0	050380P	3,90 €	050400P	3,51 €	050420P	3,51 €	050433P	3,12 €		
1	050381P	4,29 €	050401P	3,70 €	050421P	3,70 €			050431P	7,80 €
2	050382P	5,46 €	050402P	3,90 €	050422P	3,90 €			050432P	6,24 €
4	050384P	7,41 €	050404P	4,29 €	050424P	4,29 €	050434P	4,68 €		
6	050386P	10,92 €	050406P	5,46 €	050426P	5,46 €				
8	050388P	17,16 €	050408P	6,24 €	050428P	6,24 €				
10	050390P	27,69 €	050410P	7,02 €	050430P	7,02 €				

Calentador de Cera Gran capacidad R-080076



- Con cuba teflonada.

Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 L.
Temp.	30-100°C

p.v.p. 384,48 €
oferta
300 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 130

Calentador de placas de Cera R-080078



Para registros intraorales

Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 L.
Temp.	30-75 °C

- Cuba y tapa Inox.

p.v.p. 359,63 €
oferta
281 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 130

Paralelómetro R-050310



Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

PIEZAS QUE INCORPORA:

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.

- No incluido



p.v.p. 297,44 €
oferta
232 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 58

Soporte fresador Paralelómetro V-3 R-080410



p.v.p. 1.312,94 €
oferta
1.024 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 131

Calentador por inducción R-100009



Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr.

- Con 2 sensores de proximidad

p.v.p. 202,54 €
oferta
158 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 174

Mini limpiador Por chorro de vapor R-100275



(con interruptor)

Herramienta destinada a la limpieza de material dental, mediante chorros de vapor. Preparación de la máquina 1 min.

Alto	260 mm
Ancho	165 mm
Fondo	250 mm
Peso	1,65 Kg.
Tiempo trabajo	8 min.
Capacidad	190 ml.

- Incluye:
- Cesta de limpieza.
- Vaso medidor.
- Pinzas.

p.v.p. 101,48 €
oferta
79 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 193

Espátula electrónica para paralelómetro R-100006



- Se Puede elegir 3 ejes de fijación diferentes para ser insertados en paralelómetro ó soporte de microfresado.


Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C
Ø eje de fijación	A 3 / C 2,35 B 2 mm

p.v.p. 336,01 €
oferta
262 €
+I.V.A.

- 4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 131

Espátulas electrónicas para modelar cera



R-100007
• 1 espátula y 2 puntas diferentes

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C

p.v.p. 203,8 €
oferta
159 €
+I.V.A.


R-100008
• 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200 °C

p.v.p. 280,91 €
oferta
219 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 170

Lámpara polimerizadora "Sun Beam" R-080550



Alimentación	230 V. 50/60 Hz.
Espectro	280/550 nanómetros
Rango de tiempos	3/20 min.
6 lámparas	3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA
Consumo	54 W

Alto	315 mm
Ancho	210 mm
Fondo	233 mm
Peso	6,1 Kg.

p.v.p. 1.247,75 €
oferta
973 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 160

Lámpara polimerizadora R-100035



Alto	115 mm
Ancho	215 mm
Fondo	295 mm
Peso	2 kg
Tensión	230 V.
Potencia	40W.
Nanómetros	400/550

p.v.p. 275,41 €
oferta
215 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 161