



seguimos  
**SUMANDO**



[www.medicaline.es](http://www.medicaline.es)

CRECIENDO JUNTOS

# Seguimos

Hace ya 18 años que Usted decidió confiar en Medicaline como una marca de calidad. Desde entonces hasta ahora ya sumamos más de 200 referencias diferentes. Su confianza en Medicaline nos hace ser cada día más exigentes a la hora de seleccionar nuestros productos y sus fabricantes. Nuestra filosofía es el equilibrio entre la profesionalidad y la cercanía, aportarle soluciones es nuestro compromiso personal.

# Sumando

Cada día analizamos nuevos productos para incorporar en Medicaline. Nos basamos en sus necesidades y exigencias de calidad, buen ejemplo de ello son todas las recientes novedades Medicaline: alginato, desinfección de dispositivos médicos, composites, cementos, adhesivos, ácidos, pasta para profilaxis, hojas de bisturí, set de protección para cirugía e implantes, etc... No paramos, seguimos y en breve le aportaremos una gama completa de ortodoncia Medicaline.



## Protección

### Mascarillas

### Mascarillas

### Gafas protectoras

### Gafas anti-vaho

### Gafas para polimerización



ML97044

- Fabricadas en **policarbonato transparente**. Ligera y resistente a los impactos. Con protección lateral. **Varillas laterales extensibles** para adaptarse a las distintas fisonomías. Lentes de una sola pieza.
- **Panorámicas**. Recubrimiento que minimiza el empañado y las protege de ralladuras. Pueden colocarse sobre otras gafas.



ML69083

Gafas de protección de **policarbonato con tratamiento antivaho y antirayaduras**.

- Para **protección contra rayos U.V.** en su utilización con lámpara de polimerizar.
- Amplia protección lateral con rejillas de aireación.
- Pueden colocarse sobre gafas graduadas.

### Set estéril de protección para implantes dentales

- **3 batas** de polipropileno, 40 gr/m2, con puños elásticos. Color verde.
- 1 par de guantes grandes. Color blanco.
- 1 par de guantes medios. Color blanco.
- 1 par de guantes pequeños. Color blanco.
- 2 **gorros ajustables** con elásticos. Color verde.
- 1 gorro de cirujano con cinta posterior. Color verde.
- 3 **mascarillas de alto riesgo**, de triple capa, con cintas. Color verde.
- 1 paño impermeable de 50 x 60 cm fenestrado sin adhesivo. Color azul.
- 2 paños impermeables de 50 x 60 cm. Color azul.
- 1 paño impermeable de 75 x 100 cm. Color azul.



ML36201



ML34002



- De **alta calidad y confort**. Triple capa con alto poder de **filtración (99%)** y **óptima respiración**.
- Sin fibra de vidrio. Resistentes a los fluidos.
- **Elásticos mejorados** muy confortables, suaves, indoloros y **sin látex**. Cosidos por ultrasonidos.
- **Lámina nasal** en aluminio.
- Fabricadas según normativa ISO 9001.
- Caja de 50 unidades.

### Guantes

### Guantes de Nitrilo

- Guantes para exploración ideales para usuarios y pacientes que presentan reacciones alérgicas al látex. Fabricados 100% en nitrilo. No contienen polvo.
- Poseen **mayor resistencia** a la perforación que los guantes de látex. **Superficie microtexturada antideslizante** para un mejor agarre del instrumental sin pérdida de sensibilidad táctil.
- Caja de 100 unidades aproximadamente.

### Guantes de Látex

- **100% látex natural de máxima calidad**, elaborados bajo la normativa EN 455-2 y ASTM D3578-95, certificados por la SGS y catalogado como **Producto Sanitario de clase I** según la Directiva Europea 93/42 CEE. Bordes redondeados. **Adherentes y resistentes**. Ambidiestros. De un solo uso. No estériles.
- Caja de 100 unidades aproximadamente.



	Blanco	Azul	Violeta	Rosa
Extra-Pequeña	ML33542-W	ML33542	ML33542-V	ML33542-P
Pequeña	ML33544-W	ML33544	ML33544-V	ML33544-P
Mediana	ML33546-W	ML33546	ML33546-V	ML33546-P
Grande	ML33548-W	ML33548	ML33548-V	ML33548-P
Extra-Grande		ML33549		



	XS	S	M	L
Con Polvo	ML33502	ML33504	ML33506	ML33508
Sin Polvo	ML33522	ML33524	ML33526	ML33528

### Guantes Quirúrgicos Estériles

- **Guantes 100% látex natural microtexturados** destinados **para uso en cirugía**.
- Esterilizados con óxido de etileno.
- Caja de 50 pares.



Nº6 1/2	ML33562-S
Nº7	ML33561-S
Nº7 1/2	ML33564-S
Nº8	ML33565-S

# Desinfección y Esterilización

## Desinfección



ML11514

### Toallitas desinfectantes

- Toallitas impregnadas en una solución **limpiadora y descontaminante** para el tratamiento del instrumental, aparatos y otras pequeñas superficies. **Sin irritantes ni oxidantes**. Agradablemente perfumadas. Solución **bactericida, fungicida y activa sobre el virus de hepatitis B y herpes**.
- Bote dispensador de 100 unidades.

### Reposición toallitas desinfectantes

- Toallitas listas para usar para la limpieza y la desinfección de dispositivos médicos en entornos dentales.
- 100 unidades.

ML11515

### Desinfección de instrumental

- Adecuado para la limpieza y desinfección de **instrumentos quirúrgicos y de fresas dentales** de todo tipo. Utilizable también en baños ultrasónicos.
- A bajas concentraciones cubre un **amplio espectro de actividad** contra bacterias, hongos (*Candida albicans*) y virus envueltos.
- Con **eficaz protección contra la corrosión**.
- Biodegradable.
- Efecto bactericida, virucida, fungicida: 1%-5 minutos, 0,5%-15 minutos.
- Efecto tuberculicida: 4% - 15 minutos.
- Botella de 1L.

ML10502



### Jabón suave de manos

- Lavado básico de las manos en la consulta dental. Fórmula con pH neutro enriquecida con glicerina que permite el lavado frecuente ya que mantiene la hidratación de la epidermis.
- Botella de 1l con dosificador.

ML11513



ML11021

ML11021

## Esterilización

### Cajas para limpieza de fresas

- Cajas para **limpieza y desinfección de fresas**. Con bandeja interior perforada.

Código	Color
ML26619-R	Rosa
ML26619	Azul



### Bolsas para esterilización

- Bolsas autosellantes para esterilización, de **gran resistencia y calidad**. Fabricadas con una **capa de papel y otra de plástico** para la visualización del contenido. Incorpora un **testigo de esterilización** para la verificación del proceso.
- Caja de 200 unidades.



Antes de la esterilización



Esterilización Completa

Código	Medidas
ML13201	5,7 cm x 13,3 cm
ML13202	5 cm x 25 cm
ML13204	7,5 cm x 25 cm
ML13205	9 cm x 23 cm
ML13206	10 cm x 30 cm
ML13207	13,5 cm x 28,3 cm
ML13211	18 cm x 33 cm



ML11503



### Desinfección de sistemas de aspiración

- Preparación combinada para la completa desinfección y limpieza de sistemas dentales de aspiración, para todo tipo de sistemas de separadores, escupidoras y grupos hídricos.
- Concentrado desinfectante con **olor agradable** y formación extremadamente **baja de espuma**.
- Muy eficaz y rápido incluso en concentraciones muy ligeras.
- Excelente **compatibilidad con los materiales**, testado durante muchos años en sillones dentales de varias marcas, como Kavo y Sirona.
- Compatible con el medio ambiente.
- Efecto bactericida, fungicida: 3% - 5 minutos, 2% - 15 minutos.
- Efecto virucida: 2% - 5 minutos.
- Garrafa de 5L.



### Rollos para esterilización

- Rollos para esterilización de **gran resistencia**, aptos para **autoclaves de vapor o químicos**. Compuestos por una cara de papel y otra de plástico para la visualización del contenido.
- Con **testigo de esterilización para la verificación del proceso**.

Código	Medidas
ML13002	5 cm x 200 m
ML13004	7,5 cm x 200 m
ML13006	10 cm x 200 m
ML13008	15 cm x 200 m
ML13012	20 cm Con fuelle x 100 m
ML13017	25 cm x 200 m




# Desechables

## Funda para reposacabezas

- Funda de **papel esterilizado** para la higiene capital del paciente y protección de reposacabezas en **todo tipo de sillones**.
- Medidas: 28 x 36 cm.
- Caja de 200 unidades.

Código	Color
ML35070	Blanco
ML35071	Azul
ML35072	Verde



## Servilletas papel-plástico

- Con **dos capas de papel** y **una de plástico** para mayor **impermeabilidad** y **protección**. **Textura gofrada** para mejorar la **resistencia** y la **absorción**.
- Medidas: 33 x 45 cm. • Caja de 500 unidades.

Código	Color
ML36003	Verde
ML36002	Azul



## Papel absorbente bandejas

- Papel absorbente para bandejas estándar de 28x18 cm. **Alto gramaje** de 55 g/m<sup>2</sup> y un **gofrado especial** para **mayor absorción y resistencia**.
- Medidas: 28 x 18 cm.
- 250 unidades.

Código	Color
ML34502	Blanco
ML34506	Verde
ML34501	Azul



## Bandejas

- En material **plástico desechable**. Con **compartimentos** para instrumental y otros elementos.
- Medidas: 28 x 18 cm.
- Caja de 400 unidades.

ML31402



## Gasas Tejido-No Tejido

- Gasas de Tejido-No Tejido plegadas en 4 capas de forma cuadrada para facilitar la compresión y la absorción. **Consistencia muy firme**, incluso estando húmedas. **Alta capacidad de absorción**.
- Gramaje: 40 g/m<sup>2</sup>.
- Medidas: 5x5 cm.
- Paquete de 100 unidades.

ML31202



## Gasas de algodón

- Malla 19x15, plegadas en 8 capas de forma cuadrada para facilitar la compresión y la absorción. **Consistencia muy firme** incluso estando húmedas. **Alta capacidad de absorción**.
- 7,5 x 7,5 cm.
- Paquete de 200 unidades.

ML31203



## Rollos de Algodón

Código	Tamaño
ML31002	Nº1
ML31003	Nº2
ML31004	Nº3

- Rollos de **algodón hidrófilo 100%**, de fibras largas seleccionadas y sometidas a un riguroso control de calidad. Poseen un tratamiento superficial que optimiza su función, proporcionando una **gran capacidad de absorción**. **No se deshilachan ni se deforman** durante su uso. No se adhieren a la cavidad bucal.
- Bolsa de 300 g aprox.



## Hielo Instantáneo

- Bolsas para obtener hielo seco **al instante** por presión.
- Para todos los casos donde se precise una rápida aplicación de frío: extracciones, cirugías, contusiones, traumatismos, etc.

- No necesita frigorífico.
- Caja de 24 bolsas.

ML15501



## Eyectores

ML32502




- Eyectores **transparentes**, de 15 cm de longitud. Con **capuchón redondeado, atraumático, extraíble** y con **elevada capacidad de absorción**. Conformable y sin efecto memoria una vez doblado.
- Bolsa de 100 unidades.

## Baberos papel-plástico

- Rollo de baberos compuesto por una capa de papel de **elevada absorción** y otra de plástico. **Precortados** y con **forma definida** para una **mejor sujeción**.
- Medidas: 60 x 50 cm.
- Color: Verde.
- Rollo de 80 unidades.

ML32011



# Endodoncia

## Puntas de Gutapercha

### Puntas de gutapercha ISO

- Standardizadas ISO.
- Extremo superior coloreado.
- Caja de 120 unidades.



15	ML55002	45	ML55008
20	ML55003	50	ML55009
25	ML55004	55	ML55010
30	ML55005	60	ML55011
35	ML55006	70	ML55012
40	ML55007	80	ML55013
15-40	ML55024	45-80	ML55025

### Puntas de gutapercha pirata


- Rígidas para una fácil inserción hasta el ápice y con elevada plasticidad para una mejor condensación y sellado. Radiopacas, biocompatibles y exentas de cadmio.
- Color rosa.



ML55060	XX Fine	ML55063	Medium
ML55061	X Fine	ML55064	Large
ML55062	Fine	ML55065	Surtido

## Puntas de papel

- Extremo superior coloreado ISO.
- Gran calidad y capacidad de absorción.
- Caja de 200 unidades.



15	ML55502	45	ML55508
20	ML55503	50	ML55509
25	ML55504	55	ML55510
30	ML55505	60	ML55511
35	ML55506	70	ML55512
40	ML55507	80	ML55513
15-40	ML55522	45-80	ML55523

## Limas K

- Limas K fabricadas en aleación de acero de alta calidad.
- Excelente flexibilidad y resistencia a la fractura.
- Con tope de silicona incorporado.
- Coloración ISO.
- Esterilizables en autoclave hasta 200°C.
- Caja de 6 unidades.



	21 mm	25 mm
08	ML53541	ML53571
10	ML53542	ML53572
15	ML53544	ML53574
20	ML53546	ML53576
25	ML53547	ML53577
30	ML53548	ML53578
35	ML53549	ML53579
40	ML53550	ML53580
45	ML53551	ML53581
15-40	ML53566	ML53594

## Fresas Gates

- Fresa fabricada en acero inoxidable de alta calidad indicada para la ampliación y conformación del conducto radicular.
- Longitud de trabajo (sin bástago): 19 mm.
- Caja de 6 unidades.



	32 mm
Nº1	ML51160
Nº2	ML51161
Nº3	ML51162
Nº4	ML51163

## Diques de goma medios verdes

- Fabricado con puro látex natural, resistente y consistente. Precortados. Sabor mentolado.
- Medidas: 152x152mm.
- Espesor medio.
- Caja de 36 unidades.



ML57013

## Léntulos

- Rellenador de conductos radiculares con espiral.
- Fabricados en aleación de acero de gran calidad.
- Esterilizable en autoclave.
- Caja de 4 unidades.



	25 mm
25	ML51512
30	ML51513
35	ML51514
40	ML51515
25-40	ML51520

# Restauración

## Composites

- Resina fotopolimerizable para restauraciones dentales.

### Microhíbrido

• **Composite microhíbrido fotopolimerizable.** Tecnología de nanorelleno. Combina la fuerza de un híbrido y el pulido de un microfil. Fácil de manipular. Puede modelarse antes de fotopolimerizar. No es sensible a la luz ambiente. Se adapta muy bien a la preparación de cavidades. No se adhiere a los instrumentos de colocación. Excelente acabado con alto brillo. Liberación de flúor.

### Jeringas Reposición de 4,5 g



Código	Color
ML64434	A2
ML64435	A3
ML64436	A3,5



### 4S Kit

ML64430

- **Contenido:**
- 4 jeringas de 4,5 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 7 ml de Adhesivo multi-usos fotocurable para dentina/enamel.
- 1 jeringa 4 g de Gel grabador con ácido fosfórico al 37%.
- 5 puntas dispensadoras.
- 15 pinceles aplicadores.
- 1 espátula-porta pinceles.
- 2 Mezcladores.



### Fluido

### Jeringas Reposición de 2 g



Código	Color
ML64404	A2
ML64405	A3



### 4S Kit

- **Contenido:**
- 4 jeringas de 2 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 20 puntas dispensadoras.



ML64402

## Etchant Gel

- Gel grabador con ácido fosfórico al 37%. Sin sílice. Tixotrópico. Para el grabado ácido de dentina, esmalte y cemento de ionómero de vidrio. No resbala ni gotea.

### SF Kit

- 4 jeringas 1,2 ml etchant.
- 8 puntas dispensadoras.



ML60212

### Jeringa de 50 ml.

- gel 50 ml.
- 3 agujas dispensadoras.
- 50 puntas aplicadoras.



ML60208



- **Adhesivo multi-usos fotocurable de quinta generación.** Hidrófilo. Adecuado para su uso en dentina húmeda (técnica de unión en húmedo). Para adherir composites y compómeros a dentina o a esmalte, así como a amalgama tratada, metal y cerámicas.
- Frasco de 7 ml.

ML60545

## Adhesivo

## Cemento Temporal

- **Cemento provisional sin eugenol.** Listo para usar. Automix: no se produce desperdicio alguno. Para cementación de coronas, puentes y férulas. Para retención de coronas provisionales, sellando el conducto durante un tratamiento de endodoncia. Ideal para probar la cementación de las restauraciones antes de la inserción final y para pruebas de contacto interproximal. Insoluble a los fluidos bucales y retiene un sello hermético marginal para prevenir la filtración de estos fluidos. Fácil de quitar: minimiza riesgo de daños en la extracción.



ML62505

### Temporal 1S KIT

- 1 jeringa automix de 6 g.
- 5 puntas de mezcla.
- Instrucciones.

## Cemento Dual

- **Cemento dual de ionómero de vidrio en base de resina.** Libera flúor: reduce la caries secundaria. Genera el mínimo calor para proteger la pulpa. Radiopaco. Eficaz con muy bajo espesor. Para uso en cementaciones finales de prótesis sobre implantes, coronas, puentes, inlays, onlays, carillas, cementación de postes, pernos y ferulización periodontal. Tiempo de Trabajo: 2 min. Tiempo de Fraguado: 5 min. Resistencia a la compresión: 266 Mpa. Resistencia a flexión: 133 Mpa.



ML62242

### Dual 1S KIT

- 1 jeringa automix de 10 g.
- 5 puntas de mezcla.
- 5 puntas intraorales.
- Instrucciones.

# Accesorios Restauración

## Cuñas interdetales de madera

- Cuñas interdetales de madera de arce. Creadas para su **perfecta adaptación a la morfología interdental**. Muy fácil para introducir gracias a la extremidad cuadrada. Tienen la punta ligeramente doblada para no herir las papilas. Fabricadas en **madera de arce inastillable** que garantiza **estabilidad y cierta compresión** para adaptarse al diente.
- Disponibles en 4 tamaños diferentes codificados por colores.
- Caja de 100 unidades.



Color	Naranja	Blanco	Verde	Amarillo
Código	ML37002	ML37003	ML37004	ML37005



0,05 mm	0,035 mm
ML38005	ML38020

## Matrices Tofflemire

- Matrices en **acero inoxidable** de forma anatómica.
- Bolsa de 12 unidades.

# Instrumental



## Hojas de bisturí

- Hojas estériles de bisturí fabricadas en acero al carbono quirúrgico. Esterilizadas con rayos gamma.
- Caja de 100 unidades envasadas y esterilizadas individualmente.

ML41019		20	ML41023		12D
ML41025		15C	ML41022		12
ML41024		15	ML41021		11


# Impresión

## Alginatos

\*Tiempos referidos a temperaturas, ambiental y de agua, de 23°C y con mezcla correcta. Cualquier variación puede causar alteraciones.




### Ortholine



### Algiline Fast



### Algiline Normal



## Ortholine · Alginato ortodóntico de fraguado extra rápido.

- Tiempo de fraguado rápido para obtener una mezcla consistente y plástica, fácil de spatular.
- Exento de polvo para un trabajo seguro e higiénico.
- Excelente **estabilidad dimensional** que permite vaciar el modelo después de 5 días.
- **Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo**, superando ampliamente los estándares ISO.
- Compatibilidad óptima con escayolas.
- Exento de plomo y cadmio.
- Excelente biocompatibilidad.
- Color amarillo.
- Sabor vainilla (antináuseas)
- 453 g.

## Algiline · Alginato universal de alta resistencia para impresiones de precisión.

- Exento de polvo para un trabajo seguro e higiénico.
- Excelente **estabilidad dimensional** que permite vaciar el modelo tras 5 días.
- **Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo**, superando ampliamente los estándares ISO.
- Compatibilidad óptima con escayolas.
- Exento de plomo y cadmio.
- Excelente **biocompatibilidad**.
- Color naranja.
- Sabor frutas.
- 453 g.

## Espátula Alginato



- Bolsa con 12 unidades.

ML09561

## Taza Alginato



- Taza de goma blanda, **my flexible**, para batir alginato.
- Ø 115 mm.

ML09541

## Cubetas para impresión




- Fabricadas en material plástico rígido y transparente. Perforadas y con una **perfecta anatomía**.
- Pueden ser utilizadas en **cualquier material de impresión**.
- Bolsa con 9 cubetas:
  - para arcada superior ó inferior: grande, mediana ó pequeña. Todas iguales o surtido.
  - Cubetas parciales. Surtido.

Código	Tipo
ML03060	Superior grande
ML03062	Superior mediana
ML03064	Superior pequeña
ML03061	Inferior grande
ML03063	Inferior mediana
ML03065	Inferior pequeña
ML03069	Surtido
ML03068	Surtido modelos parciales

**NUEVA LÍNEA DE INSTRUMENTAL**

By **canal munitim** specially for

**MEDICALINE**



próximamente...

# Puntas de Mezcla y Accesorios

## Para Material de Restauración

### Puntas Marrones Tipo Roma

- Bolsa de 48 unidades.



ML66590

### Puntas Intraorales para Tipo Roma Cortas

- Bolsa de 100 unidades.



ML66598

### Puntas Intraorales para Tipo Roma Largas

- Bolsa de 100 unidades.



ML66597

## Para Material de Impresión

- Puntas de mezcla **para silicona de adición** tanto manual como de máquina o registro de mordida.

### Puntas Amarillas

- Bolsa de 48 unidades.  
ML09528



### Puntas Intraorales

- Bolsa de 100 unidades.



ML09530

## Puntas de Mezcla

### Puntas Marrones En Punta

- Bolsa de 48 unidades.



ML66594

### Puntas Azules

- Bolsa de 48 unidades.  
ML09529



### Para máquina

- Bolsa de 50 unidades.

ML09538



## Accesorios para Mezcla

### Pistolas Aplicadoras de Cartuchos

- Dispensador para aplicar materiales dentales desde cartuchos.
- Para cartuchos de 50 ml.



ML09522

• 1:1 • 2:1



ML66593

• 4:1 • 10:1

### Pistola Aplicadora de Unidosis

- Dispensador para la **aplicación directa** de materiales de restauración en Caps/Plts.



ML64040



## Postes y Fresas

### Kit postes + Fresas

ML68304



- **18 Postes de fibra de vidrio** Medicaline estandarizados ISO: 6 x Ø1,00 mm, 6 x Ø1,20 mm y 6 x Ø1,4 mm.
- **3 Fresas Medicaline** para postes estandarizadas ISO: Ø1,00 mm, Ø1,20 mm y Ø1,4 mm.

### Postes

- **Forma cilíndrica** con una **ligera conicidad** en la punta. Módulo de elasticidad similar a la dentina para reducir riesgo de fractura. **Radiopacos**. Ningún fenómeno de bimetalismo. Superficie rugosa para una **óptima adhesión** del cemento dual.
- Reposición de 12 postes.



Código	Ø
ML68305	1,0 mm
ML68306	1,2 mm
ML68307	1,4 mm
ML68308	1,6 mm

### Fresas para postes

- Fresas para postes **estandarizadas ISO**.
- Una unidad.



Código	Ø
ML68310	1,0 mm
ML68311	1,2 mm
ML68312	1,4 mm
ML68313	1,6 mm

## Profilaxis



### Pasta para Profilaxis

- Pasta para el pulido y limpieza con **fluoruro de sodio**. Fórmula que evita salpicaduras, se enjuaga fácil y completamente.
- **Grano medio**: se recomienda para la **limpieza normal**, pulido, eliminación de la placa, profilaxis previa a una restauración, selladores y aplicación de brackets para ortodoncia. Sabor naranja.
- **Grano grueso**: se recomienda para **eliminar manchas grandes**, como las producidas por el tabaco y para depósitos pesados de placa. Sabor frambuesa.

Código	Tipo
ML90591	Naranja: Grano medio, con fluor, 100 g.
ML90590	Frambuesa: Grano Grueso, con fluor, 100 g.

### Cepillos para profilaxis

- Cepillos de **calidad superior** para limpieza y pulido de los dientes. Gracias a su tamaño, **el más pequeño en su género**, permite una **ejecución perfecta**. Velocidad máxima recomendada 5.000 rpm.


Código	Tipo
ML90388	Bolsa de 10 unidades
ML90389	Caja de 100 unidades.



### Copas para profilaxis

- Copas de goma para profilaxis. Con láminas interiores para una **utilización racional y eficiente** de la pasta. Con mandril para contra-ángulo.

Código	Tipo
ML90321	Bolsa de 30 unidades
ML90322	Caja de 100 unidades.



### Cubetas para flúor

Código	Tipo
ML90722	Pequeñas - Verdes
ML90723	Medianas - Amarillas
ML90724	Grandes - Azules

- Cubetas **desechables para fluorización** con formato doble para tratamiento en ambas arcadas al mismo tiempo.
- Bolsa de 50 unidades.

**NUEVA LÍNEA DE FRESAS**

By **Intensiv** specially for

**MEDICALINE**

**SÉGUIMOS SUMANDO**

próximamente...

# Varios

## Estuches

- Estuches fabricados en plástico de alta calidad para guardar placas de ortodoncia o prótesis.
- Disponibles en colores surtidos.

### Estuches para ortodoncia

- Tamaño 88 x 82 x 28 mm.
- Caja de 12 unidades

ML97078



### Estuches para prótesis

- Tamaño 88 x 82 x 45 mm.
- Caja de 12 unidades.

ML97079



## Dispensador Eyectores



ML31120

## Dispensador de Servilletas



ML36102

## Loseta para cementos



ML68006

## Dispensador Guantes



ML33602

# Accesorios en Metacrilato

## Dispensadores de Algodón

### Dispensador Rollos de Algodón



ML31125

### Dispensador de Pellets



ML33102

### Algodonero Limpio Pequeño



ML31102

### Algodonero Sucio Grande



ML31110

## Porta Arcos

Grande  
ML97034




Pequeño  
ML97035

## Fresero Metacrilato

- Esterilizable en frío.
- Capacidad para 12 fresas.

Pequeño ML26606 Grande ML26602



## Colgador Alicates



ML97030

## Dispensador de Vasos

- Ø 7 cm.
- Capacidad para 75 vasos.
- No incluye vasos.



ML97032

## Varios

### Colgantes para dientes de leche

- 5 Unidades.
- Colores: Lila, Rosa, Verde, Amarillo y Azul.

ML97500



## CRECIENDO JUNTOS

Nueva línea de productos para ortodoncia



Solicite gratuitamente el catálogo Medicaline Ortodontics a su depósito dental.

Distribuido por:  
**INTERNACIONAL VENTUR, S.A.**  
P.I. Ciudad del Transporte  
C/ Luxemburgo, 75  
12006 · Castellón · España  
+34 964 25 25 52 · Fax: +34 964 20 93 75  
info@iventur.com · www.iventur.com

Solicite los productos Medicaline a su depósito dental

[www.medicaline.es](http://www.medicaline.es)



**Seguimos  
sumando**